



ELECTRODOS CPR-D-PADZ

Los electrodos de desfibrilador ideales para personal no sanitario, ya que le guía durante todo el proceso, indicándole el ritmo y la profundidad de las compresiones.



ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN STAT PADZ II

ZOLL stat-padz son los electrodos multifunción especiales para personal experimentado que no necesita que le indique el ritmo y la profundidad de las compresiones.



PILAS PARA ZOLL AED PLUS

- Pilas de litio 123 de larga duración
- 10 unidades



ELECTRODOS PEDIÁTRICOS PEDIPADZ II

Para usar en niños de 1 a 8 años o hasta 25 Kg de peso, según la ERC.

Los Electrodos "Pedi-Padz II" están diseñados especialmente para utilizarse con el AED Plus y AED Pro.



VITRINA CON O SIN ALARMA

★
DISTRIBUIDOR ZOLL-AED
OFICIAL

👤
ATENCIÓN AL CLIENTE
PERSONALIZADA

🔒
COMPRA SEGURA EN UN
ENTORNO USABLE

🚚
ENVIO SEGURO CON CÓDIGO DE
SEGUIMIENTO

ZOLL AED PRO

PRECIO
MÍNIMO
GARANTIZADO

**Desfibrilador
resistente para
trabajo duro**





ZOLL AED Pro

El Desfibrilador más resistente.

El AED Pro es fuerte, portátil, y tiene funcionalidad avanzada para los rescatadores y servicios profesionales.

Diseñado con habilidades avanzadas, el Zoll AED Pro admite un sistema de soporte vital básico o un sistema de soporte vital avanzado. Una pantalla LCD de alta resolución permite los rescatadores ver el ECG del paciente cuando se utiliza un cable de supervisión de 3 derivaciones. Único a los AEDs de Zoll es un mecanismo de feedback en tiempo real, conocido como **REAL RCP Help**. Este mecanismo permite los rescatadores ver y oír cuan bien están llevando a cabo la velocidad y profundidad de compresiones del pecho durante RCP.

Características:

Un diseño mejor y sobre-moldes de goma pueden resistir a un ambiente duro.

Resistente a polvo y chorros de agua (Clasificación IP55*). El único AED en la industria que puede resistir a una prueba de caída de 1.5 metros.

Disponible en semiautomático con control manual o semiautomático solo.

Memoria de 7 horas o tecnología de memoria USB permiten almacenamiento de datos sin límite y flexibilidad máxima para administración y transferencia de datos.

Electrodos y baterías compatibles con todos desfibriladores de la serie de M de Zoll.

Supervisión ECG con cable de 3 derivaciones y pantalla de alta calidad.

Opción de control manual satisface los profesionales del Soporte de Vida Avanzada.

Compatibilidad y opciones de batería sin rival (desechable o recargable)

Almacenamiento de datos interna o memoria USB.

Especificaciones:

Garantía: 7 años

Tamaño: 3 in 9.24 in 9.4 in (7.62 cm 23.47 cm 23.88 cm)

Peso: 5.19 lb. (2.35 kg) sin paquete de batería

5.97 lb. (2.70 kg) con paquete de batería non-recargable

Energía: Paquete de batería

Clasificación del mecanismo:
Clase II y impulsado interiormente per EN 60601-1



ELECTRODOS CPR-D-PADZ

Los electrodos desfibrilador ideales para personal no sanitario, ya que le guía durante todo el proceso, indicándole el ritmo y la profundidad de las compresiones.



ELECTRODOS PEDIATRICOS PEDIPADZ II

Para usar en niños de 1 a 8 años o hasta 25 Kg de peso, según la ERC.

Los Electrodos "Pedi-Padz II" están diseñados especialmente para utilizarse con el AED Plus y AED Pro.



BATERÍA DE LÍTIO AED PRO. No recargable

Fabricante Zoll

Adecuado para el modelo AED Pro

Vida 5 años



Batería Recargable Acido plomo Series M, E y AED Pro



BATERÍA RECARGABLE Li-Ion SurePower.
Series R, E y AED Pro



BATERÍA RECARGABLE Smart Ready.
Series M, E y AED Pro



CABLE ECG 3
DERIVACIONES AED PRO



DISTRIBUIDOR ZOLL AED
OFICIAL



ATENCIÓN AL CLIENTE
PERSONALIZADA



COMPRA SEGURA EN UN
ENTORNO USABLE



ENVÍO SEGURO CON CÓDIGO DE
SEGUIMIENTO

R SERIES

PRECIO
MÍNIMO
GARANTIZADO

MONITOR DE DESFIBRILADORES



El primer y único Code-Ready[®] monitor desfibrilador que es simple, elegante, y listo.



R Series ALS

El primer desfibrilador manual Serie R; disponible con capacidades de red y See-Thru CPR®



R Series Plus

El primer y único Code-Ready® monitor desfibrilador que es simple, elegante, y listo.

Un Nuevo DEA R Series que se puede convertir en un desfibrilador manual con todas las capacidades del R Series ALS.



Batería Recargable Acido plomo Series M, E y AED Pro



BATERÍA RECARGABLE Smart Ready. Series M, E y AED Pro



BATERÍA RECARGABLE Li-Ion SurePower. Series R, E y AED Pro



DISTRIBUIDOR ZOLL AED OFICIAL



ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADA



COMPRA SEGURA EN UN ENTORNO USABLE



ENVÍO SEGURO CON CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

AUTOPULSE



ATOPULSE LifeBand

La batería desfibrilador AutoPulse es un componente extraíble que suministra la energía necesaria para el funcionamiento del AutoPulse.

La batería recargable de níquel e hidruros metálicos (NiMH) está patentada y es la fuente de alimentación exclusiva del AutoPulse.

Tecnología que salva vidas

La patentada banda de distribución de carga LifeBand aprieta una amplia área del tórax, lo que distribuye la fuerza de las compresiones y ayuda a maximizar el flujo sanguíneo. Por el contrario, la RCP manual y los dispositivos accionados por pistón concentran la fuerza sobre una superficie muy pequeña.

La LifeBand también permite una descompresión completa para lograr una máxima perfusión coronaria.



BATERÍA AUTOPULSE

Visite nuestra [tienda online](http://www.desfibriladoreszollaedplus.es) y encuentre lo que necesite en:

www.desfibriladoreszollaedplus.es

- **DESFIBRILADORES**
- **BATERÍAS**
- **VITRINAS**
- **SEÑALIZACIÓN**
- **ELECTRODOS**
- **MANUALES DE USO**

**Todo al MEJOR
PRECIO
y GARANTÍA**



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para más información, 900 902 577
consúltenos sin ningún tipo de compromiso. info@zollaedplus.es

www.desfibriladoreszollaedplus.es